

Link do produktu: <https://hso-spectrum.pl/autorefracto-keratometr-ark7800l-automat-p-7.html>



Autorefracto-keratometr ARK7800L automat

Cena

12 900,00 zł

Opis produktu

Najnowszy model Autorefraktometru z keratometrem ARK7800L

- nowy precyzyjny system optyczny
- kolorowy dotykowy ekran LCD 10,4"
- elektryczna regulacja podbródka
- automatyczny system pomiarowy (automatyczne śledzenie źrenicy w trzech osiach)
- dokładny system pomiarowy dzięki wykorzystaniu "Hartmann imaging processing technology"
- drukarka termiczna 57mm z automatycznym odcinaniem papieru.

Dane techniczne:

SPH: -30.00D ~ +25.00D (dokładność 0.01, 0.06, 0.12, 0.25)

CYL: 0.00 ~ +/- 10.00D (dokładność 0.06, 0.12, 0.25)

OŚ: 1~180° (dokładność 1°)

Vertex VD: 0.0, 12.0, 13.75, 15.0

Rozstaw źrenic PD: 10~86mm

Minimalna wielkość źrenicy 2.00mm

Maksymalna wielkość źrenicy 8.00mm

Czas pomiaru Promień krzywizny: 5.0~10.0mm (dokładność 0.01mm)

Moc rogówki: 33.00D~67.00D

Astygmatyzm rogówkowy 0.00D~-15.00D (dokładność 0.06, 0.12, 0.25)

Oś 1~180°

Waga 20kg

Zasilanie 100-240V 60VA

Wymiary 725x385x575