
Dane aktualne na dzień: 16-07-2026 11:58

Link do produktu: <https://hso-spectrum.pl/dioptromierz-cyfrowy-lm860-p-11.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Dioptrymierz cyfrowy LM860

Cena

3 500,00 zł

Opis produktu

Elektroniczny dioptrymierz cyfrowy LM860

Dane techniczne:

SPH: -25.00D~+25.00D (dokładność 0.01, 0.12, 0.25)

CYL: 0.00~+/- 10.00D (dokładność 0.01, 0.12, 0.25)

OŚ: 1°-180° (dokładność 1°)

ADDYCJA: 0.00~+10.00 (dokładność 0.01, 0.12, 0.25)

PRYZMA: 0.00~20.00 Δ

Szybkość pomiaru 0.09s dzięki zastosowaniu **matrycy Hartmanna**

Bardzo duża dokładność i niezawodność.

Łatwy, intuicyjny pomiar soczewek progresywnych.

Pomiar przepuszczalności UV,

5.6" kolorowy ekran LCD

Drukarka termiczna 57mm

Waga 7.2kg

Wymiary 525mm*320mm*310mm