
Dane aktualne na dzień: 16-07-2026 11:57

Link do produktu: <https://hso-spectrum.pl/dioptromierz-cyfrowy-lm890-p-12.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Dioptrycznik cyfrowy LM890

Cena

3 900,00 zł

Opis produktu

Elektryczny dioptrycznik cyfrowy LM890

Dane techniczne:

SPH: -25.00D~+25.00D (dokładność 0.01, 0.12, 0.25)

CYL: 0.00~+/- 10.00D (dokładność 0.01, 0.12, 0.25)

OŚ: 1°-180° (dokładność 1°)

ADDYCJA: 0.00~+10.00 (dokładność 0.01, 0.12, 0.25)

PRYZMA: 0.00~15.00 Δ

Szybkość pomiaru 0.09s dzięki zastosowaniu **matrycy Hartmanna**

Bardzo duża dokładność i niezawodność.

Łatwy, intuicyjny pomiar soczewek progresywnych.

Pomiar przepuszczalności UV,

7" dotykowy kolorowy regulowany ekran LCD

Drukarka termiczna 57mm

Waga 6.8kg

Wymiary 565mm*350mm*355mm