

Dane aktualne na dzień: 16-07-2026 11:58

Link do produktu: <https://hso-spectrum.pl/dioptromierz-cyfrowy-slm-900-p-10.html>



Dioptryczny cyfrowy SLM-900

Cena **4 800,00 zł**

Cena poprzednia **~~6 100,00 zł~~**

Opis produktu



SLM-900 Wysokiej dokładności automatyczny dioptryczny cyfrowy marki **JIANONGDA**

Dane techniczne:

SPH: -25.00D~+25.00D (dokładność 0.01, 0.12, 0.25)

CYL: 0.00~+/- 10.00D (dokładność 0.01, 0.12, 0.25)

OŚ: 1°-180° (dokładność 1°)

ADDYCJA: 0.00~+10.00 (dokładność 0.01, 0.12, 0.25)

PRYZMA: 0.00~15.00 Δ

Szybkość pomiaru 0.09s dzięki zastosowaniu **matrycy Hartmanna**

Pomiar przepuszczalności UV.

Bardzo duża dokładność i niezawodność.

5,7" kolorowy regulowany ekran LCD

Drukarka termiczna 57mm

Waga 4kg