

Dane aktualne na dzień: 16-07-2026 11:52

Link do produktu: <https://hso-spectrum.pl/dioptromierz-cyfrowy-sml-vs-p-8.html>



Dioptrycz cyfrowy SML-VS

Cena	5 100,00 zł
------	--------------------

Cena poprzednia	5 800,00 zł
-----------------	-------------------------------

Opis produktu



SML-VS Wysokiej dokładności automatyczny dioptrycz cyfrowy marki **JIANONGDA**

Dane techniczne:

SPH: -25.00D~+25.00D (dokładność 0.01, 0.12, 0.25)

CYL: 0.00~+/- 10.00D (dokładność 0.01, 0.12, 0.25)

OŚ: 1°-180° (dokładność 1°)

ADDYCJA: 0.00~+10.00 (dokładność 0.01, 0.12, 0.25)

PRYZMA: 0.00~20.00 Δ

Szybkość pomiaru 0.09s dzięki zastosowaniu **matrycy Hartmanna**

Bardzo duża dokładność i niezawodność.

Wyjątkowo łatwy, intuicyjny pomiar soczewek progresywnych.

Pomiar przepuszczalności UV, światła zielonego, światła niebieskiego.

7" dotykowy kolorowy regulowany ekran LCD

Drukarka termiczna 57mm

Waga 5kg