

Dane aktualne na dzień: 16-07-2026 12:47

Link do produktu: <https://hso-spectrum.pl/ekran-optotypow-cm-1900p-polaryzacja-p-15.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Ekran optotypów CM-1900P Polaryzacja

Cena

6 900,00 zł

Opis produktu

CM-1900P Ekran LCD do wyświetlania optotypów z polaryzacją.

Dane techniczne:

23" ekran LCD

Jasność 250cd/m²

Odległość montażowa 2 ↔ 7m

Możliwość aktualizacji oprogramowania

Haki Snellena, pierścienie Landolta, literki, cyferki, testy dla dzieci, Ishihara, Wortha, stereo, Schrobera i inne

Maska pionowa, pozioma, punkt, czerwono-zielona, polaryzacja.

Możliwa zmiana tła białe - czarne literki, czarne - białe literki

Ekran współpracuje z automatycznymi foropterami CV7600 / CV7800

Zasilanie AC-100-240V 50/60Hz

Pobór mocy 33W

Wymiary 531 (szer.) x 328 (wys.) x 57 (gł.) mm

Waga 4,7 kg

W zestawie:

Uchwyt do montażu na ścianie

Pilot

Okulary polaryzacyjne