

Link do produktu: <https://hso-spectrum.pl/foropter-manulany-vt10-polaryzacja-liniowa-p-17.html>



Foropter manulany VT10 polaryzacja liniowa

Cena

4 100,00 zł

Opis produktu

Foropter manualny model VT10 marki  **JIANONGDA**

Wysokiej jakości, precyzyjny foropter z soczewkami pokrytymi warstwą antyrefleksyjną.

Zakres pomiarowy:

SPH +16,75 ~ -19,00D

CYL 0 ~ -6,00 (możliwość poszerzenia zakresu do -8,00D za pomocą dodatkowej soczewki -2,00D dostępnej z foropterem)

OŚ 0 ~ 180° co 5°

Cross Cylinder +/- 0,25D

Pryzma 0 ~ 20 Δ co 1 Δ

Rozstaw 48mm ~ 80mm co 1mm

Zestaw testów:

Polaryzacja liniowa do współpracy z rzutnikami, PH (pinhole), czerwono-zielony, Maddox test

W zestawie:

Test do bliży wraz z ramieniem mocującym, zestaw soczewek pomocniczych, pokrowiec.

Gwarancja 24 miesiące.