
Dane aktualne na dzień: 16-07-2026 13:09

Link do produktu: <https://hso-spectrum.pl/lampa-szczelinowa-s260-5x-powiekszen-p-24.html>



Lampa Szczelinowa S260 5x powiększeń

Cena

10 500,00 zł

Opis produktu

Lampa Szczelinowa typ ZEISS

Powiększenia : 6x, 10x, 16x, 25x, 40x

Regulowany podbródek z fiksatorem

Szerokość szczeliny 0-14mm

Wysokość szczeliny 1-14mm

Filtry niebieski, absorbujący ciepło, bezczerwienno (zielony)

Korekcja okularu

Oświetlenie LED. 6V

Możliwość konfiguracji toru wizyjnego.