
Dane aktualne na dzień: 16-07-2026 13:09

Link do produktu: <https://hso-spectrum.pl/lampa-szczelinowa-s280-2x-powiekszen-p-25.html>



Lampa Szczelinowa S280 2x powiększeń

Cena

7 400,00 zł

Opis produktu

Lampa Szczelinowa typ ZEISS

Powiększenia : 10x, 16x,
Regulowany podbródek z fiksatorem-czerwony LED
Szerokość szczeliny 0-14mm
Wysokość szczeliny 1-14mm
Filtry niebieski, absorbujący ciepło, bezczerwienności (zielony)
Korekcja okularu
Oświetlenie LED. 6V