
Dane aktualne na dzień: 16-07-2026 13:10

Link do produktu: <https://hso-spectrum.pl/lampa-szczelinowa-yz5x-2x-powiekszen-p-27.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Lampa Szczelinowa YZ5X 2x powiększeń

Cena

7 400,00 zł

Opis produktu

Lampa Szczelinowa typ ZEISS

Powiększenia : 10x, 16x,
Regulowany podbródek z fiksatorem-czerwony LED
Szerokość szczeliny 0-14mm
Wysokość szczeliny 1-14mm
Filtry niebieski, absorbujący ciepło, beczcerwienny (zielony)
Korekcja okularu
Oświetlenie halogen. 6V