
Dane aktualne na dzień: 16-07-2026 13:04

Link do produktu: <https://hso-spectrum.pl/lampa-szczelinowa-yz5x1-p-26.html>



Lampa szczelinowa YZ5X1

Cena

10 500,00 zł

Opis produktu

Lampa Szczelinowa typ ZEISS

Powiększenia : 6x, 10x, 16x, 25x, 40x

Regulowany podbródek z fiksatorem

Szerokość szczeliny 0-14mm

Wysokość szczeliny 1-14mm

Filtry niebieski, absorbujący ciepło, bezczerwienny

Korekcja okularu -5D do +3D

Rozstaw PD okularu 55-75mm

Źródło światła: Halogen 6V 20W