
Dane aktualne na dzień: 16-07-2026 13:02

Link do produktu: <https://hso-spectrum.pl/ofthalmoskop-yz11d-bezprzewodowy-p-28.html>



Oftalmoskop YZ11D bezprzewodowy

Cena

850,00 zł

Opis produktu

Oftalmoskop bezprzewodowy YZ11D z wbudowanym akumulatorem. Wyposażony w stacjonarną ładowarkę która gwarantuje szybkie i sprawne ładowanie.

Specyfikacja:

Przesłony

1. Plamka duża
2. Plamka mała
3. Szczelina
4. Siatka
5. Filtr bezczerwienności

Soczewki korygujące w zakresie -35D ~ +20D

Regulacja jasności świecenia.

Źródło światła: Halogen 2.8W 3.5V