

Dane aktualne na dzień: 16-07-2026 12:47

Link do produktu: <https://hso-spectrum.pl/oprawa-probna-utf5080pro-p-36.html>



Oprawa próbna UTF5080Pro

Cena

750,00 zł

Opis produktu

Profesjonalna, wysokiej jakości oprawa probiercza UTF5080Pro.

PD 50 ~ 80mm

Waga 55g

Zapasowy wymienny nosek

Średnica soczewek Ø36mm

Możliwość wstawienia pięciu par soczewek. (3 z przodu, 2 z tyłu)

Regulacja zauszników, wysokości noska, regulacja osi za pomocą pokręteł.