
Dane aktualne na dzień: 16-07-2026 11:52

Link do produktu: <https://hso-spectrum.pl/ramie-foroptera-smf-1-p-19.html>



Ramię foroptera SMF-1

Cena

1 990,00 zł

Opis produktu

Regulowane ramię foroptera mocowane bezpośrednio do ściany.

Rotacja góra/dół 30°

Rotacja pozioma 180°

Maksymalna dopuszczalna waga foroptera 10kg

Maksymalna dopuszczalna waga rzutnika 10kg

Średnica rury uchwytu ściennego 41mm

Średnica uchwytu ramienia 50mm