

Dane aktualne na dzień: 16-07-2026 13:02

Link do produktu: <https://hso-spectrum.pl/rzutnik-optotypow-acp100-wersja-led-p-38.html>



Rzutnik optotypów ACP100 wersja LED

Cena

2 300,00 zł

Opis produktu

Rzutnik optotypów ACP100 wersja LED
41 testów (polaryzacja, czerwono-zielony)
Szybkie przełączanie testów 0,15s
Automatyczne wyłączenie po 10 min bezczynności
Odległość montażowa 2 ~ 7m
Źródło światła dioda LED dużej mocy
Wymiary 333mm długość, 221 mm szerokość
Waga 3.40 kg z podstawą
Zasilanie 100V~240V
W zestawie:
Pilot, ekran spolaryzowany