
Dane aktualne na dzień: 16-07-2026 13:03

Link do produktu: <https://hso-spectrum.pl/rzutnik-optotypow-nh500-wersja-led-p-37.html>

Rzutnik optotypów Nh500 wersja LED

Cena

2 850,00 zł



Opis produktu

Rzutnik optotypów wersja LED

50 testów

38 masek nakładanych na testy

Szybkie przełączanie testów 0,3s

Automatyczne wyłączenie po 5 min bezczynności

Odległość montażowa 2 ~ 7m

Źródło światła dioda LED dużej mocy

W zestawie:

Pilot, ekran spolaryzowany